




Forteo® (Teriparatide) 骨穩 注射液

【適應症】骨質疏鬆治療用藥

【使用劑量】每日注射一次，每次注射劑量為 20mcg



【使用方法】注射前請先洗淨雙手

1. 打開白色筆蓋並裝上全新的針頭



打開白色筆蓋並
確認藥劑澄清無色




撕開針頭紙標籤



以酒精棉片消毒頂端
橡皮，將針頭垂直對
準裝上




順時針旋轉針頭
直到緊密接上



取下大針頭護蓋
並將其收好


2. 設定劑量



拉開黑色注射鈕
直到停住




檢查確定紅色
條紋有出現



取下小針頭護蓋
並丟棄



3. 注射藥劑



輕輕由**大腿或腹部**捏起一小塊皮膚，將針頭垂直插入皮膚中

按壓黑色注射鈕直到停住，接著緩慢地數 5 秒，將針頭抽出

4. 確認藥劑注射完畢




檢查確定黑色注射鈕已按壓到底且沒有看到黃色軸



不應該看到任何黃色軸露出

5. 安全地取下針頭並蓋回筆蓋

大針頭
護蓋



將大針頭護蓋套回針頭上

以**逆時針**方式旋轉開針頭並取下

蓋回白色筆蓋，並將骨穩注射筆放回**冰箱**保存

【注意事項】

1. 每次使用後，請將針頭放入**可密閉容器**並至指定地點回收丟棄，注射筆放回**冰箱冷藏**保存。
2. 不可存放於冷凍庫，若藥劑已結凍，請丟棄。

